

## **Pharmacels® COLD/HOT PACK Reusable**

**Многоразовый мультифункциональный гелевый холодный/горячий компресс.**

**Артикул:** 30109

**Размер:** 15,0 см x 22,5 см

**Состав:** Вода, глицерол, содиум карбоксиметилцеллюлоза, консервант.

Пакет содержит мягкий гель, способный длительное время сохранять заданную температуру. Применение холодного или горячего компресса помогает облегчить различные боли без использования медикаментозных обезболивающих средств.

- согревающий (охлаждающий) пакет Pharmacels сохраняет первоначальную вязкость/мягкость в диапазоне температур: от 82 °С до -25 °С
- время сохранения терапевтической температуры – 60 мин
- количество циклов охлаждения / нагревания – не ограничено
- срок хранения / эксплуатации – не ограничен

### **Использование:**

**Охлаждающий компресс:** положите гелевый пакет в морозилку / холодильник или в холодную воду на 30, или более, минут. Допускается длительное хранение гелевого охлаждающего (согревающего) пакета при низких (-20 °С) и очень низких (до -60 °С) температурах.

**Согревающий компресс (грелка):** поместите согревающий (охлаждающий) пакет Pharmacels COLD-HOT PACK Reusable в микроволновую печь и нагрейте при мощности 750 Ватт в течение 20-30 секунд, или положите гелевый пакет в емкость с горячей водой (до 82 °С) на 20 минут.

Перед применением оберните Pharmacels COLD-HOT PACK Reusable тканью – и приложите пакет к требуемому участку тела для терапевтического воздействия холодом или теплом. При использовании через одежду, обертывание тканью не требуется.

### **Меры предосторожности:**

1. Не прикладывайте напрямую к коже. Не используйте во время сна.
2. Только для наружного применения.
3. Необходим контроль взрослых. Не позволяйте детям нагревать пакет многократного применения без присмотра.
4. Проверяйте и следите за Cold/Hot Pack на поврежденном участке на протяжении всего времени применения. Если холод или тепло вызывают дискомфорт, снимите на несколько минут, затем снова приложите.
5. Не протыкайте, не разрывайте и не кусайте Cold/Hot Pack (выбросите в случае протечки).
6. Когда Cold/Hot Pack достигает желаемой температуры, всегда помещайте Cold/Hot Pack в полотенце или другой защитный барьер перед тем, как прикладывать к поврежденной области.
7. Не следует использовать холодо- или термотерапию без контроля профессионала в сфере здравоохранения людям с проблемами с циркуляцией, диабетом, повреждением нерва, параличом.

**Производитель: Pharmacels LLC, 616 Corporate Way, Valley Cottage, NY 10989 USA**